


AGRO LOGIC

UW PARTNER VOOR VEEHOUDERIJPRODUCTEN

FARMING
FORWARD



VARKENSHOUDERIJ - WATERBEHANDELING - KRAAMHOKMANAGEMENT

TIP!

KALIBREER
MAANDELIJKS
UW PH METER



LOGIN WEBSITE

Nog geen login?

Vraag er gerust één aan, wij bezorgen dan via mail uw gegevens om via de website te bestellen.



SMART WEBDEAL

Wist u dat wij om de 14 dagen van vrijdag tot zondag een webdeal lanceren? Schrijf u nu in en u ontvangt de webdeal in uw mailbox.



DIOX FORTE

HOE WERKT DIOX FORTE?

Diox Forte reageert door oxidatie, waarbij het zelf verdwijnt uit het water en er enkel een kleine hoeveelheid keukenzout achterblijft.

Diox Forte tast de eiwitten en de vetten van de celwand aan, waardoor de celademhaling belemmerd wordt en de cel explodeert.

WAT DOET DIOX FORTE TEGEN DE BIOFILM?

De biofilm is een slijmerige massa die in een leidingstelsel wordt opgebouwd. Hierin mengen zich mineralen, medicijnen, vaccins,.... Deze laag wordt hard en is een ideale schuil- en broedplaats voor kiemen, die van hieruit het water continu blijven besmetten. Door het sterk indringend vermogen en de kleine afmeting van het chloordioxide molecuul is die in staat om diep in de fijne kanaaltjes van de biofilm door te dringen. Kiemen worden gedood en de biofilm wordt in zijn geheel verwijderd.

WAT DOET DIOX FORTE TEGEN ALGEN?

Diox Forte oxideert zwevende algen deeltjes en doet deze afgedode cellen samenklitten. Dit zorgt voor helder water.

IS ER RESISTENTIE MOGELIJK TEGEN DIOX FORTE?

Er is nog geen enkele resistentie gevonden tegen Chloordioxide (dit in tegenstelling tot bv chloor). Diox Forte dringt tot in de cel en doet de cel van binnenuit exploderen. Het is een zeer krachtig product met een verwaarloosbare, kleine, onschadelijke restfractie.

WAT IS DE DOSERING VAN DIOX FORTE?

We hebben 2 formulaties, de 4500 ppm en de 7500 ppm. Dit zorgt ervoor dat we voor iedere situatie een aangepast product kunnen leveren. In de meeste situaties wordt als volgt gewerkt:

1. De reinigingsfase: gedurende deze periode gebruiken we Diox Forte 7500 ppm om de biofilm sneller, op een gecontroleerde manier te verwijderen.
2. De onderhoudsfase: éénmaal de biofilm verwijderd is, gebruiken we Diox Forte 4500 ppm om de vorming van nieuwe film te vermijden en een optimale kwaliteit te verzekeren aan een lage dosering.

Door de combinatie van beide producten, bent u zeker dat de biofilm op een snelle manier wordt verwijderd en dat u op een economisch verantwoorde manier uw waterkwaliteit bewaakt.

WAARVOOR KAN DIOX FORTE GEBRUIKT WORDEN?

Waterdesinfectie, geurcontrole, irrigatiewater, groenten en fruit sector.

DOSEERUNIT DIOX

- Doseerunit DioxForte Pomp met speciale pakkings om DIOX FORTE te doseren.
- Verschillende aansluitingen mogelijk. 3/4" leiding - 1" leiding - 1 1/4" leiding - 1.5" leiding - 2" leiding



WWW.AGROLOGIC.BE

AANZUREN



Dat water belangrijk is in de varkenshouderij is al lang geen geheim meer. Kwalitatief hoogwaardig drinkwater speelt een cruciale rol in een gezonde en efficiënte varkensproductie.

Er is een enorme waaier in types water. Agro Logic gaat hierin bedrijfsspecifiek te werk. De kwaliteit kan dalen door de microbiologische, fysische en chemische factoren.

Er kan zich een probleem voordoen in de drinkwaterleiding door de vorming van een biofilm. Het binnenkomende water kan een groot aantal bacteriën met zich meebrengen. Door middel van wateranalyses en een bezoek ter plaatse, bieden wij een geschikte oplossing voor uw bedrijf.

Voor betere productieresultaten in de kraamhokken en de biggenbatterijen kan men het drinkwater aanzuren.

De voederopname van gespeende biggen is recht evenredig gerelateerd aan de wateropname. Wanneer de biggen 20% minder water opnemen, zal de voederopname ook 20% dalen. Het is dan ook belangrijk dat de smaak van het water goed is. Het is beter te kiezen voor een samenstelling van meerdere organische zuren met een bufferend effect. De gunstige werking van organische zuren is een gevolg van hun effect op het maag-darmstelsel. pH-daling leidt tot de bevordering van positieve lactobacillen en het onderdrukken van negatieve enterobacteriaceae. Hoe jonger de dieren, des te groter het effect. Bovendien hebben zuren een gunstig effect op de vertering, waardoor de voederconversie verbetert en er minder eiwitten beschikbaar zijn in de dikke darm, dit heeft een gunstig effect in o.a. de bestrijding tegen Salmonella.



ACS COMPLETE

ACS complete is een uniek zuur, samengesteld uit organische zuren, etherische oliën en aangerijkt met boterzuur. Voor het behalen van optimaal rendement op een varkensbedrijf is een goede start van cruciaal belang. De eerste levensweken van een big zijn hierin van het allergrootste belang.

Eens geboren, zorgen we ervoor dat de biggen optimaal ondersteund worden. Het beschikken over voldoende zeugmelk is noodzakelijk om ze optimaal te doen groeien. ACS Complete zorgt voor een optimale drinkwaterkwaliteit waardoor de zeug meer drinkt en zo meer melk produceert. Meer melk resulteert in zwaardere biggen bij spenen.

We blijven ACS Complete ook geven aan de biggen in de batterijperiode, dit is belangrijk om o.a. speendiarree tegen te gaan. De essentiële oliën versterken de werking van de zuren en het boterzuur stimuleert de groei en de hechting van o.a. de lactobacillen, bovendien zorgt boterzuur voor een betere groei en herstel van de darmwand (darmvilli). De gemiddelde dagelijkse groei wordt bevorderd en de productiecycclus aldus verkort. Het gebruikte boterzuur in ACS Complete is een combinatie van mono en triglyceriden met glycerol verestering, daardoor blijft deze vorm actief tot in de dunne darm

ACS OLIGO

ACS Oligo is een vloeibaar voederadditief verrijkt met koper en zink. Het zorgt voor zuiver drinkwater en verbeterde productieresultaten. Algemeen is er sprake van een betere werking van de darmflora (reductie en/of preventie van Salmonella; E coli; ...) Door de hoge concentratie van zuren is de dosering van ACS Oligo laag in vergelijking met andere zuren, wat al direct een grote besparing oplevert. Door de specifieke, gebufferde formule is het product toch zeer veilig in gebruik en is er geen risico op algenvorming.

Een continu gebruik van ACS Oligo geeft u de zekerheid op een kiemvrij drinkwater dat bovendien zorgt voor een betere groei!



KIEMVRIJ WATER

CID 2000 AQUA

Cid 2000 aqua verwijdert zowel kalk, proteïne en vette aanslag in de leidingen. Door zijn unieke samenstelling biedt het u bovendien de beste garantie op kiemvrij water.

Cid 2000 aqua werd getest aan de Universiteit van Arkansas (US) door Prof. Susan Watkins en kwam uit deze testen met andere waterstofperoxides, uit als beste waterontsmetter aan een zeer lage dosering.

Cid 2000 aqua mag gebruikt worden terwijl er dieren in de stal zitten, gezien het over een PT4 en een PT5 erkenning beschikt. Cid 2000 aqua is zeer geschikt om in te zetten bij een Clostridium besmetting in het water.



BIGGENBEHANDELING

BIGGENBEHANDELKAR

- hoogte kar: 87 cm
- draaiend plateau 80 cm x 50 cm
- plateau voor krat 62 cm x 50 cm, kan aan beide kanten bevestigd worden
- 4 stopcontacten onderaan bevestigd
- verlengkabel van 35 meter
- 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem
- onderplateau en tussenplateau

Op deze kar kunnen verschillende hulpstukken gemonteerd worden: oormerkmachine, staartcoupeerder, automatisch injecteersysteem en orale doseerder.

AUTOMATISCH INJECTEERSYSTEEM EN ORALE DOSEERDER

- 1ml of 2ml, instelbaar per 0.05ml
- 1 tot 3 systemen monteeraar
- oraal of injectie
- doseren uit fles (3 verschillende maten)
- doseren via baxterzak (1ml of 2ml)
- injectiesysteem met of zonder Sterimatic (naald-ontsmetting)

STAARTCOUPEERDER

- staartcoupeerder met V mes
- 100Watt

OORMERKMACHINE

- Efficiënt toedienen van de eerste behandelingen bij uw biggen!
- ergonomisch design: geen belasting voor polsen en gewrichten
- tijdbesparende oplossing
- stand-alone: geen andere toebehoren nodig
- gebruiksvriendelijk en veilig
- big-vriendelijk: betere positionering van het merk in het oor
- veilig en betrouwbaar dankzij de gepatenteerde strips
- onderhoudsarm en duurzaam

De merkomatic werkt op elektriciteit en zowel met ronde als met vierkante oornummers. Door het losduwen van de oormerken i.p.v. lossnijden, is er geen kans op scherpe randen.

BIGGENWEGER


Beschikbaar in open en gesloten model

LED ARMATUUR MET LAMP

in polycarbonaat

TANDENSLIJPER

electrisch of op batterij



REINIGEN EN ONTSMETTEN

Nadat de dieren de stallen hebben verlaten, is het tijd om het reinigingsprotocol te starten. Hoe eerder u hiermee begint, hoe beter. Mest is gemakkelijker te verwijderen als het nog vochtig is en hoe langer gereinigde stallen leeg staan, vooraleer nieuwe dieren ze betreden, hoe beter. Zeer weinig bacteriën en virussen kunnen namelijk langdurige droogte zonder de aanwezigheid van organisch materiaal overleven. Sommige micro organismen kunnen in een droge omgeving echter tot 60 dagen blijven overleven als er organisch materiaal is achtergebleven. Daarom is het heel belangrijk om te reinigen. Na het reinigen kunt u aan de ontsmetting beginnen.

STREPTOCOCCEN PROTOCOL

1. Grof vuil verwijderen uit de kraamstallen
2. Kraamstal inschuimen met Kenosan
3. Kraamstal ontsmetten met Virocid
4. Zeugen buiten de kraamstal wassen met Kenopro shampoo
5. Uiers van de zeugen inspraken met Jodocare spray (van 5 dagen voor het werpen tot 3 dagen na het werpen)
6. Nestplaatsen ontsmetten met Streptoclean, juist voor het werpen
7. Nestplaats instrooien met Actilith

KENOSAN



Reiniger met sterk schuimende werking aan een lage concentratie. Doeltreffend en goedkoop in gebruik! 0.5% tot 1.5% (schuimlans op 3)

Deze allerbeste schuimreiniger heeft extra schuim- en kleefkracht, is niet corrosief en mag dus zonder risico op alle materialen gebruikt worden. De kwalitatief hoogstaande formule garandeert een uniek reinigingsresultaat in de moeilijkste omstandigheden.

VIROCID



Het krachtigste ontsmettingsmiddel met bewezen werking! Dankzij een uitgekende formulatie kan Virocid aan zeer lage doseringen worden toegepast, 0.5% (schuimlans op 1). Dit kan zowel toegepast worden met sprayer, schuimlans of fog apparaat.

Virocid heeft zijn doeltreffendheid in preventie van ziektes en bij ziekte uitbraken reeds jaren bewezen, op eenvoudige aanvraag kunnen wij u de 93! labo analyses op bacteriën, virussen, schimmels bezorgen.

KENOPRO



Kenopro is een reinigende en huidverzorgende dier shampoo. Speciaal geformuleerd om zeugen voor te bereiden op het werpen. De shampoo reinigt niet alleen maar heeft ook een desinfecterende werking, zonder dat irritatie veroorzaakt wordt. Huidverzorgende bestanddelen werden toegevoegd. Zij zorgen voor een optimale huidconditie. Kenopro is ook ideaal om te gebruiken net voor een schurft behandeling.

AANWENDING:

Met een sprayer: vernevel een 2% oplossing op het dier en laat inwerken gedurende 10 tot 20 minuten, spoel daarna met schoon water of onder druk (ongeveer 60 bar)

Manueel: vul een emmer met lauw water met 200 ml Kenopro

ACTILITH

Actilith heeft het hoogst 'drogend' effect bij de laagste gebruikshoeveelheid.



JODOCARE SPRAY

Jodocare spray is een erkend verzorgingsmiddel met een bewezen werking tegen streptococci. De aanwezige streptococci worden afgedood. Bovendien herstelt de huid en verbetert het de huidconditie. Het vermijdt de overdracht van kiemen.



STREPTOCLEAN

Streptoclean is een middel op basis van jodium om de kraamstal in te nevelen. Het is specifiek ontwikkeld voor de voorkoming van streptococci infecties. De gebruikconcentratie is 1%. Jodocare spray en Streptoclean worden gebruikt indien er extra maatregelen moeten worden genomen tegen streptococci.

MOBIELE SCHUIMMOBIEL IN INOX.

Dit toestel is zeer eenvoudig te bedienen. In 1 beweging kan men kiezen tussen inweken, ontsmetten of spoelen. Het inschuimen kan gebeuren met of zonder perslucht. Met perslucht bekomt men een zeer mooie schuimige massa die goed blijft kleven. Bovendien is het verbruik van het inwekeproduct/ontsmettingsproduct beter gecontroleerd. Hogedrukslang aanwezig van 1.5 meter om te monteren tussen de hogedrukreiniger en de schuimmobiel.



DRACHTDIAGNOSE

ECHOSCAN

Scanner van Europese makelij met sectoriële sonde (4mhz).

Deze hoogkwalitatieve scanner beschikt over alle gangbare functies (aanpasbare zoom, diepte, helderheid).

U kan ook beelden vastzetten, opslaan, meten.



I SCAN

- Draadloze scanner
- De sonde zelf dient als wifi station
- 3u onafgebroken scannen



KLEDIJ

FARMSUIT

- De Farmsuit geschikt voor mannen en vrouwen bestaat uit 60 % katoen en 40 % polyester.
- De overall heeft een opvangcapaciteit van 16 draag-uur en de geuren komen pas vrij in de wasmachine en worden met het waswater weggevoerd.
- Na een wasbeurt werkt de overall weer optimaal.
- De overall laat geen geur door, voert warmte en zweet snel af. De stof is dun, soepel, zacht en heeft een licht draagcomfort.
- De kap sluit naadloos aan zonder knellen en is makkelijk af te stellen.
- Functioneel in gebruik door afsluitbare opbergvakjes.
- De overall heeft een frisse moderne look door het contrastkleurig neon-geel stiksels.
- Verkrijgbaar vanaf maat XS t/m XXXL.
- Wasvoorschriften: Farmsuit kan op 60 graden gewassen worden.
- Maak geen gebruik van wasverzachters, chloorbleekmiddelen, chemisch reinigen, strijken en gebruik geen wasdroger. Gewoon wassen is voldoende.



DIERVRIENDELIJKE EUTHANASIE MET ANOXIA

ANOXIA

Diervriendelijke euthanasie met Anoxia.

Hiervoor zijn twee factoren doorslaggevend: Snelheid en het voorkomen van verstikking.

De unieke technologie van Anoxia vult een box met hoge kwaliteit schuim. Binnen enkele seconden verlaagt dit de concentratie zuurstof van 20.9 naar minder dan 2 procent. Hierdoor raken de behandelde dieren effectief en pijnloos bewusteloos.

Met het speciale hoog-expansief schuim garandeert Anoxia dat 95-98 procent van de schuimbellen minimaal 15 millimeter groot zijn. Deze grootte zorgt ervoor dat dieren niet stikken door het schuim of door vocht, maar bedwelmd worden.

De innovatieve Anoxia technologie is ontwikkeld en uitgebreid getest door wetenschappers.



- prettig werken
- verantwoorde euthanasie
- vitaal koppel
- conform wetgeving



Bestishulp Anoxia

ORALE IJZERTOEDIENING

PLAYFEEDER COMPLEET

Speciaal ontworpen voederbak waardoor biggen zeer snel leren eten. (vanaf de 2e dag !!!) De bakjes kunnen in 2 standen geplaatst worden volgens de leeftijd van de biggen en zorgt voor het optimaal benutten van het wroet gedrag van biggen. Deze bakjes kunnen gebruikt worden voor de opname van ijzerpoeder en voor de opname van prestarters.



Voederopname bij biggen wordt gestimuleerd door gebruik van playfeeder. Onderzoek van de universiteit van Utrecht (Nederland) heeft aangetoond dat de voederopname bij zuigende biggen verhoogd wordt door gebruik te maken van voeder systeem (playfeeder) die het exploratiegedrag van de biggen stimuleert. Het is algemeen aanvaard dat voldoende opname van biggenmeel gedurende de lactatie periode de productie resultaten van biggen na het spenen positief beïnvloedt. Het is echter ook zo dat de voederopname van biggen beperkt en erg variabel is. Daarom wordt gezocht naar systemen die de voederopname gedurende de lactatieperiode kunnen stimuleren.



Het is echter ook zo dat de voederopname van biggen beperkt en erg variabel is. Daarom wordt gezocht naar systemen die de voederopname gedurende de lactatieperiode kunnen stimuleren.

HEMORAL

- Zorgt voor een 100% volledige ijzervoorziening
- De biggen nemen de hoeveelheid ijzer op die ze nodig hebben
- Eenvoudige en praktische toepassing
- Geen verwondingen door injecties
- Minder stress voor de biggen

TOEPASSING:

Hemoral wordt in 3 keer toegepast. Indien bijvoorbeeld de worp op het einde van de week gebeurt, kan men de eerste maandag daarna reeds 1 maatbeker (ongeveer 40 g) Hemoral toedienen. De eerstvolgende vrijdag nog een maatbeker en dan opnieuw de maandag nog eens 1 maatbeker. Bij een worp van 12 biggen, en gebruik van 3 maatbekers van 40 gram, wordt 120 gram Hemoral gebruikt. Dus 10 gram per big. Verdelen op de vloer of in een playfeeder voederbak bij de plaats waar de biggen samenzitten. Gewone voederbakken zijn niet geschikt voor biggen, omdat de randen te hoog zijn. Hemoral vervangt volledig een ijzer injectie of andere ijzersupplementen.



KADAVERKOELING



Kadaverkoeling met verzwaarde koelgroep en gecoate verdamer. Het kadaverhuis is voorzien van een kanteldeur. Het deurmechanisme is volledig in inox vervaardigd. De panelen staan in mooi uitgeronde plinten op de vloer. Er kan in geen geval vocht onder de wand door lopen. Het geheel is zeer sterk geïsoleerd en mooi afgewerkt.

PLAATSIJG

Het geheel wordt door ons volledig kant en klaar geplaatst.

AFMETINGEN

Binnenafmetingen zijn 2,1 m breed en 1,2 m hoog. De diepte is variabel, naar keuze.

COATING



U wilt voor uw biggen graag een hygiënische en big-vriendelijke omgeving? U kan bij ons terecht zowel voor vloercoating als wandcoating. Slijtvastheid, reinigbaar en anti slip zijn voor u belangrijk.

Onze coating kan u zelf plaatsen met onze producten of u kan beroep doen op 1 van onze specialisten.



VARKENSPEELGOED

Strokoker



Strotabiet



bite rite blauw



voederkorf



jutezak



sisal touw



WWW.AGROLOGIC.BE

Menensesteenweg 305A - 8940 Wervik - T: 056 23 67 41 - info@agrologic.be