



Just
Kenofix-it

KenofixTM

La protection et la désinfection ultimes

Kenofix aerosol: tout en un! Sa technologie "seconde peau" crée un film résistant et souple sur la peau qui libère une substance biocide constante et prolongée. Lorsque Kenofix est appliqué, il sèche rapidement, a une bonne adhérence sur la peau et ne colle pas. En outre, le film est perméable à l'oxygène, permettant à la peau de respirer.



WWW.AGROLOGIC.BE



AGRO LOGIC



Menensesteenweg 305A - 8940 Wervik - T: 056 23 67 40 - info@agrologic.be

Désinfectant très puissant

N° biocide en TP03: 30327

Substance désinfectante: 1.5% Chlorocresol

Désinfection de la peau sous la norme EN 1656

Kenofix a démontré son efficacité selon la norme européenne EN1656: Validation de l'activité bactéricide et fongicide par une réduction d'au moins 5 log sur:

En accord avec le standard EN1656:2009, Kenofix a montré

	Temps de contact	Réduction log
<i>Staphylococcus aureus</i>	5'	> 5,06
<i>Proteus vulgaris</i>	5'	> 5,52
<i>Enterococcus hirae</i>	5'	> 5,53
<i>Streptococcus suis</i>	5'	> 5,21
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	5'	> 5,53

son activité bactéricide **même dilué à 20%!**

Contient l'huile de théier

- action apaisante
- action hydratante



Melaleuca alternifolia

Barrière protectrice en spray

Agent filmant

- Le film permet de libérer la substance biocide de façon constante.
- Séchage rapide
- Bonne adhérence sur la peau
- Ne colle pas après application



Plastifiant

Donne un film flexible qui est résistant à l'abrasion.

Imperméable à l'eau


Non irritant et imperméable aux bactéries.
Laisse respirer la plaie.



Test de rémanence

ISO 22196

Le film Kenofix présente encore une **activité bactéricide après 4 jours**, ceci démontre une action de rémanence exceptionnelle !



Agent d'amertume

- protection du nombril
- évite le lechâge
- répulsif mouches



Conditionnement

Aérosol spray (300ml)

- boîte: 6 x 300ml
- pression constante jusqu'à la fin du spray
- pas besoin d'agiter le spray
- fonctionne dans n'importe quelle position

